

MEDITRACK PRO 3000

Catalogo de Consumiveis e Acessorios

Monitor de Sinais Vitais Multiparametrico

Lista completa de consumiveis certificados, acessorios e materiais de substituicao compatíveis com o MEDITRACK PRO 3000.

Modelo: MSV-3000/B

Referencia: DOC-CON-MSV3000-PT-v1.2

Revisao: 1.2 — Janeiro 2024

Validade do catalogo: Janeiro 2024 – Dezembro 2024

Utilize exclusivamente consumiveis e acessorios certificados pelo fabricante. O uso de produtos nao aprovados pode comprometer a seguranca do doente, afectar a precisao das medicoes e invalidar a garantia.

INDICE

1.	Instrucoes Gerais de Encomenda e Armazenamento	3
2.	Eletrodos de ECG	4
3.	Sensores de SpO2 (Pulsoximetria)	5
4.	Manguitos de Pressao Arterial (NIBP)	6
5.	Sondas de Temperatura	7
6.	Cabos e Ligacoes de Doente	8
7.	Papel para Impressora Termica	9
8.	Consumiveis de Capnografia	9
9.	Gel e Material de Suporte	10
10.	Tabela Resumo de Encomenda Rapida	11

1

Instrucoes Gerais de Encomenda e Armazenamento

1.1 Como Encomendar

Todos os consumiveis listados neste catalogo podem ser encomendados atraves dos seguintes canais:

- **Portal de encomendas online:** shop.meditrack.pt (acesso com credenciais institucionais)
- **Email:** consumiveis@meditrack.pt (incluir referencia, quantidade e numero de equipamento)
- **Telefone:** +351 210 000 100 (linha de apoio comercial, dias uteis 9h–18h)
- **Distribuidor autorizado local:** consultar lista em meditrack.pt/distribuidores

1.2 Condicoes de Armazenamento

CONDICAO	REQUISITO
Temperatura	15 °C a 25 °C (exceto indicacao contraria na embalagem)
Humidade relativa	20 % a 75 % (sem condensacao)
Exposicao a luz	Evitar luz solar direta — manter nas embalagens originais
Local	Local limpo, seco, longe de produtos quimicos e campos magneticos
FIFO	Respeitar a ordem de validade (First In First Out)

1.3 Identificacao das Embalagens

Cada embalagem de consumivel MEDITRACK apresenta:

- Referencia do produto (ex.: ELT-ADT-10)
- Descricao e tipo de produto
- Quantidade por embalagem
- Data de validade (MM/AAAA)
- Lote de fabrico
- Instrucoes de armazenamento
- Simbolos regulamentares (CE, uso unico, etc.)



ATENCAO: Nao utilizar consumiveis fora do prazo de validade. Inspeccionar sempre a integridade da embalagem antes da utilizacao. Embalagens danificadas devem ser rejeitadas.

2

Eletrodos de ECG



Eletrodos de Superfície para Eletrocardiografia

Todos os eletrodos sao de uso unico e compatíveis com o cabo ECG do MEDITRACK PRO 3000. O gel condutor integrado oferece excelente adesao e conducao mesmo em pele humida.

ELT-ADT-10	Eletrodo Adulto Redondo (caixa 10 un.)	USO UNICO
Descricao:	Eletrodo adesivo redondo 55 mm com gel condutor solido. Ideal para monitorizacao continua em adultos. Snap central compativel com todos os cabos MEDITRACK.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 / 2000 / 1500	
Apresentacao:	Caixa de 10 un. Embalagem: Caixas de 10, 50 ou 100 un.	
Vida util:	2 anos (embalagem fechada) / 24 h (apos abertura)	

ELT-ADT-50	Eletrodo Adulto Ovalado — Embalagem Hospitalar (50 un.)	USO UNICO
Descricao:	Eletrodo ovalado 45x55 mm com substrato em foam. Excelente conformidade com a pele. Ideal para doentes diaforeticos ou com pelo corporal abundante.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 / 2000 / 1500	
Apresentacao:	Caixa de 50 un. Embalagem: Caixas de 50 ou 300 un.	
Vida util:	2 anos (embalagem fechada)	

ELT-PED-10	Eletrodo Pediatrico Mini (caixa 10 un.)	USO UNICO
Descricao:	Eletrodo redondo 35 mm de diametro. Dimensao reduzida para criancas dos 3 aos 10 anos. Gel hipoalergenico. Snap padrao.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000	
Apresentacao:	Caixa de 10 un. Embalagem: Caixas de 10 ou 50 un.	
Vida util:	2 anos (embalagem fechada)	

ELT-NEO-10	Eletrodo Neonatal Pre-gel (caixa 10 un.)	USO UNICO
Descricao:	Eletrodo ultra-fino 22 mm para neonatos. Substrato em hidrogel sem latex. Adesao suave para pele sensivel. Snap 3,9 mm.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (modo neonatal)	
Apresentacao:	Caixa de 10 un. Embalagem: Caixas de 10 un.	
Vida util:	18 meses (embalagem fechada)	

ELT-RDL-5	Eletrodo Radiotransparente (caixa 5 un.)	USO UNICO
------------------	---	------------------

Descricao:	Eletrodo radiolucido para utilizacao em bloco operatorio ou sala de radiologia. Sem artefactos em radiografia. Gel condutor de alta performance.
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000
Apresentacao:	Caixa de 5 un. Embalagem: Caixas de 5 ou 25 un.
Vida util:	2 anos (embalagem fechada)

NOTA: Para doentes com dermatite de contacto ou alergia conhecida ao acrilico, solicitar amostras da referencia ELT-ADT-SLF (eletrodo com adesivo de silicone — disponivel mediante pedido especial).

3

Sensores de SpO2 (Pulsoximetria)

02

Sensores de Pulsoximetria Certificados

Os sensores de SpO2 MEDITRACK utilizam tecnologia optica de duplo comprimento de onda (660 nm / 940 nm) com compensacao automatica de luz ambiente.

SNS-SPO2-A	Sensor SpO2 Adulto — Dedo (Reutilizavel)	REUTILIZAVEL
Descricao:	Sensor de clip para dedo adulto, reutilizavel, em silicone antibacteriano. Compativel com dedos de 8 a 25 mm de diametro. Indicador LED verde de qualidade de sinal.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (conector SNS-3K)	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	12–24 meses (uso intensivo) / substituir se danificado	

SNS-SPO2-A-DU	Sensor SpO2 Adulto — Dedo (Uso Unico, 10 un.)	USO UNICO
Descricao:	Versao descartavel do sensor adulto. Wrap-style em espuma com janela optica. Ideal para urgencias, isolamento ou ambulatorio. Latex-free.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (conector SNS-3K)	
Apresentacao:	Caixa de 10 un. Embalagem: Caixas de 10 ou 50 un.	
Vida util:	Uso unico — maximo 24 h por doente	

SNS-SPO2-P	Sensor SpO2 Pediatrico — Dedo (Reutilizavel)	REUTILIZAVEL
Descricao:	Sensor em silicone para criancas dos 3 aos 10 anos. Diametro de dedo 4–15 mm. Design anatomico com fixacao segura.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (conector SNS-3K)	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	12 meses / substituir se danificado	

SNS-SPO2-N	Sensor SpO2 Neonatal — Pe/Mao (Uso Unico, 10 un.)	USO UNICO
Descricao:	Sensor wrap neonatal para pe ou mao. Ultra-fino e flexivel. Gel optico integrado para melhor leitura em neonatos com pele translucida.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (adaptador SNS-N3K incluido)	
Apresentacao:	Caixa de 10 un. Embalagem: Caixas de 10 un.	
Vida util:	Uso unico — maximo 4 h por local	

SNS-SPO2-E XT	Cabo Extensor SpO2 — 1,5 m	REUTILIZAVEL
----------------------	-----------------------------------	---------------------

Descricao:	Cabo extensor para sensor SpO2. Permite afastar o monitor sem tracionar o sensor. Conector macho/femea SNS-3K.
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual
Vida util:	3 anos / verificar isolamento regularmente



AVISO: Nao reutilizar sensores de uso unico. A reutilizacao compromete a precisao e constitui risco de infecao cruzada.

4 Manguitos de Pressao Arterial (NIBP)

PA Manguitos e Acessorios para Medicao de Pressao Arterial

MNG-NEO-D U	Manguito Neonatal (Uso Unico, 5 un.)	USO UNICO
Descricao:	Manguito descartavel para neonatos. Camara de ar 4 cm. Comprimento total 10 cm. Com tubo de 1 m e conector NIBP padrao MEDITRACK.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 — Neonatos < 3 kg	
Apresentacao:	Caixa de 5 un. Embalagem: Caixas de 5 un.	
Vida util:	Uso unico	
MNG-INF	Manguito Infantil Reutilizavel	REUTILIZAVEL
Descricao:	Manguito em nylon com fecho de velcro. Camara dupla em latex-free. Circunferencia de braco 13–20 cm. Inclui tubo de 1,5 m.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 — Crianças 1–8 anos	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	12 meses / 2000 inflações	
MNG-ADT-S	Manguito Adulto Normal	REUTILIZAVEL
Descricao:	Manguito adulto standard para bracos com circunferencia 20–28 cm. Tecido lavavel a 40 °C. Marcacao de arteria para posicionamento correto. Tubo de 2 m.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	12 meses / 2000 inflações	
MNG-ADT-L	Manguito Adulto Largo	REUTILIZAVEL
Descricao:	Manguito para bracos com circunferencia 28–38 cm (doentes obesos ou com grande massa muscular). Mesmo desempenho do manguito standard.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	12 meses / 2000 inflações	
MNG-COX	Manguito de Coxa	REUTILIZAVEL

Descricao:	Manguito especial para medicao na coxa. Circunferencia 38–50 cm. Para doentes sem acesso no braco. Tubo de 2 m reforçado.
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual
Vida util:	12 meses / 1000 inflações

MNG-ADT-DU	Manguito Adulto Descartavel (10 un.)	USO UNICO
Descricao:	Manguito adulto de uso unico, em polipropileno. Para doentes em isolamento, urgencia ou situacoes em que o risco de contaminacao cruzada exige descarte.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000	
Apresentacao:	Caixa de 10 un. Embalagem: Caixas de 10 ou 50 un.	
Vida util:	Uso unico	

NOTA: Os manguitos reutilizaveis devem ser inspecionados antes de cada utilizacao. Substituir se a tubagem apresentar fissuras, o velcro estiver desgastado ou a camara de ar tiver fuga.

5

Sondas de Temperatura

T°

Sondas Termometricas para Monitorizacao Continua

TMP-CUT	Sonda Cutanea Reutilizavel	REUTILIZAVEL
Descricao:	Sonda de superficie em silicone biocompativel. Sensor NTC de alta precisao (±0,1 °C). Conector de 2 pinos RJ-tipo. Ideal para monitorizacao continua em internamento.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 — Canais T1 e T2	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	24 meses	

TMP-CUT-DU	Tampa de Sonda Cutanea (Uso Unico, 20 un.)	USO UNICO
Descricao:	Cobertura descartavel para sonda TMP-CUT. Evita contaminacao cruzada sem necessidade de desinfetar a sonda entre doentes. Compativel apenas com TMP-CUT.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (usar com TMP-CUT)	
Apresentacao:	Caixa de 20 un. Embalagem: Caixas de 20 ou 100 un.	
Vida util:	Uso unico	

TMP-RET	Sonda Retal Reutilizavel	REUTILIZAVEL
Descricao:	Sonda retal flexivel em PVC medico. Comprimento 30 cm, diametro 5 mm. Sensor NTC de nucleo para medicao de temperatura central. Cabo de 1,5 m.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 — Canal T1 ou T2	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	24 meses	

TMP-ESO	Sonda Esofagica Reutilizavel	REUTILIZAVEL
Descricao:	Sonda esofagica em silicone medicinal. Comprimento 60 cm. Para utilizacao em doentes anestesiados. Inclui marca de profundidade a 25 e 35 cm.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 — Canal T1	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	24 meses	

TMP-VES	Sonda Vesical com Termistor (Uso Unico, 5 un.)	USO UNICO
---------	--	-----------

Descricao:	Sonda de cateterizacao vesical Fr14 com termistor integrado para medicao continua de temperatura central. Balao de 5 ml. Latex-free.
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 — Canal T1
Apresentacao:	Caixa de 5 un. Embalagem: Caixas de 5 un.
Vida util:	Uso unico — maximo 7 dias

6

Cabos e Ligacoes de Doente

CABO

Cabos de Doente e Extensores

CAB-ECG-3L	Cabo ECG 3 Derivacoes — 1 m	REUTILIZAVEL
Descricao:	Cabo de 3 derivacoes (RA, LA, LL) com conectores snap universais. Isolamento reforçado para ambiente de desfibrilhacao. Certificado IEC 60601-1 Tipo CF.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 / 2000 / 1500	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	12–24 meses (uso intensivo)	
CAB-ECG-5L	Cabo ECG 5 Derivacoes — 1 m	REUTILIZAVEL
Descricao:	Cabo de 5 derivacoes (RA, LA, RL, LL, V). Construção anti-torção. Certificado para uso em ambiente de desfibrilhacao e bisturi eletrico.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 / 2000 / 1500	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	12–24 meses	
CAB-ECG-12L	Cabo ECG 12 Derivacoes — 1,5 m	REUTILIZAVEL
Descricao:	Cabo de 10 derivacoes para ECG de 12 derivacoes. Sistema de codificacao de cores AHA/IEC. Inclui 4 brancos V1–V4 e 2 adicionais V5–V6. Conector central de 11 pinos.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (modo diagnostico)	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	12–24 meses	
CAB-IBP	Cabo de Pressao Invasiva (IBP) — 1,5 m	REUTILIZAVEL
Descricao:	Cabo de ligacao entre transdutor de pressao invasiva e o modulo IBP do MEDITRACK PRO 3000. Conector DB-9 no lado do monitor. Compativel com transdutores BD, Argon e similares.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (modulo IBP)	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	24 meses	



INSPECIONAR os cabos de doente antes de cada utilizacao. Cabos com isolamento danificado, conectores partidos ou condutores visiveis devem ser imediatamente retirados de servico.

7 Papel para Impressora Termica

IMP Papel Termico para Impressora Integrada 58 mm

PPL-58-25	Rolo de Papel Termico 58 mm x 25 m (caixa 6 rolos)	REUTILIZAVEL
Descricao:	Papel termico de alta sensibilidade BPA-free. Impressao de 8 pontos/mm. Resistencia a luz e calor. Compativel com impressora integrada MEDITRACK PRO 3000.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 — Impressora IMP-58T	
Apresentacao:	Caixa de 6 rolos Embalagem: Caixas de 6 rolos	
Vida util:	5 anos (armazenamento) / 1 ano (apos impressao)	

PPL-58-50	Rolo de Papel Termico 58 mm x 50 m — Alta Duracao (caixa 6 rolos)	REUTILIZAVEL
Descricao:	Rolo de papel maior para servicos com elevada frequencia de impressao (UCI, bloco operatorio). Mesmas especificacoes tecnicas que PPL-58-25.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 — Impressora IMP-58T	
Apresentacao:	Caixa de 6 rolos Embalagem: Caixas de 6 rolos	
Vida util:	5 anos (armazenamento)	

NOTA: Guardar os rolos de papel nas embalagens originais, ao abrigo da luz e calor. Nao expor a temperaturas superiores a 40 °C nem a humidade superior a 80 %.

8 Consumiveis de Capnografia

CO₂ Linhas de Amostragem e Adaptadores para Capnografia

CAP-LSA-10	Linha de Amostragem Adulto — Nasal (Uso Unico, 10 un.)	USO UNICO
Descricao:	Linha de amostragem tipo nasal para monitorizacao de CO2 expirado em doentes nao entubados. Comprimento 2 m. Conectores Luer-Lock. Latex-free.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (modulo capnografia opcional)	
Apresentacao:	Caixa de 10 un. Embalagem: Caixas de 10 ou 25 un.	
Vida util:	Uso unico — maximo 8 h por doente	

CAP-LSE-10	Linha de Amostragem com Canhao ETT (Uso Unico, 10 un.)	USO UNICO
-------------------	---	------------------

Descricao:	Linha de amostragem para doentes entubados. Inclui adaptador de via aerea para tubo endotraqueal (ETT) 15 mm. Volume morto minimo.
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (modulo capnografia opcional)
Apresentacao:	Caixa de 10 un. Embalagem: Caixas de 10 ou 25 un.
Vida util:	Uso unico — maximo 24 h

CAP-FLT	Filtro Hidrofobico para Modulo de Capnografia	USO UNICO
Descricao:	Filtro de protecao para o modulo de capnografia. Previne a entrada de humidade e secrecoes no sensor optico. Substituir a cada 30 dias ou 500 horas de monitorizacao.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (modulo capnografia)	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Caixas de 5 un.	
Vida util:	30 dias / 500 h	

9

Gel e Material de Suporte

GEL

Gel Condutor, Suportes e Acessorios Gerais

GEL-ECO-250	Gel Condutor ECG/ECO — Frasco 250 ml	REUTILIZAVEL
Descricao:	Gel condutor aquoso para uso com eletrodos reutilizaveis, desfibrilhadores e ecografia. Formulacao hipoalergenica, sem mentol, latex-free. pH neutro.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 e equipamentos gerais	
Apresentacao:	Frasco de 250 ml Embalagem: Frascos individuais ou caixas de 12	
Vida util:	3 anos (embalagem fechada)	

GEL-ECO-5L	Gel Condutor ECG/ECO — Bidon 5 L	REUTILIZAVEL
Descricao:	Bidon de gel condutor para servicos com elevado consumo. Mesma formulacao que GEL-ECO-250. Bidon com torneira de descarga.	
Compatibilidade:	Uso geral hospitalar	
Apresentacao:	Bidon de 5 L Embalagem: Bidon individual	
Vida util:	3 anos (embalagem fechada)	

SUP-MON-CARR	Carro de Suporte com Rodas e Cesto	REUTILIZAVEL
Descricao:	Carro em aco inoxidavel com 4 rodas giratorias (2 com travao). Prato de apoio 350x250 mm. Cesto inferior para acessorios. Altura ajustavel 90–140 cm.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000 (peso max. suportado: 15 kg)	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	Indefinida (manutencao periodica das rodas)	

SUP-MON-PARR	Suporte de Parede Articulado	REUTILIZAVEL
Descricao:	Suporte articulado para montagem em parede. Braco de extensao 30–60 cm, rotacao 270°. Capacidade de carga 8 kg. Inclui parafusos M8 e bucha de parede.	
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000	
Apresentacao:	Unidade Embalagem: Unidade individual	
Vida util:	Indefinida	

ACS-CAPA-ECR	Capa Protetora de Ecra (5 un.)	REUTILIZAVEL
---------------------	---------------------------------------	---------------------

Descricao:	Pelicula protetora antirrisco para ecra tatil 12,1". Anti-reflexo e com tratamento antibacteriano. Aplicacao sem bolhas de ar. Removivel sem residuos.
Compatibilidade:	MEDITRACK PRO 3000
Apresentacao:	Caixa de 5 un. Embalagem: Caixas de 5 un.
Vida util:	3-6 meses por pelicula

10

Tabela Resumo de Encomenda Rapida

Utilize esta tabela como guia rapido para encomendas periodicas. As quantidades sugeridas sao estimativas para 1 monitor com utilizacao media (12 doentes/mes).

REF.	DESCRICAO	TIPO	PERIODICIDADE	QTD. SUGERIDA
ELT-ADT-10	Eletrodo adulto (cx. 10 un.)	Uso unico	Mensal	3-5 caixas
ELT-PED-10	Eletrodo pediatrico (cx. 10 un.)	Uso unico	Mensal	1-2 caixas
SNS-SPO2-A-DU	Sensor SpO2 adulto descartavel (cx. 10)	Uso unico	Mensal	1-2 caixas
MNG-ADT-S	Manguito adulto normal	Reutilizavel	Anual	1 unidade
MNG-ADT-DU	Manguito adulto descartavel (cx. 10)	Uso unico	Mensal	1 caixa
TMP-CUT-DU	Tampa sonda cutanea (cx. 20 un.)	Uso unico	Mensal	1 caixa
PPL-58-25	Papel termico 58x25 m (cx. 6 rolos)	Material	Trimestral	1-2 caixas
CAP-LSA-10	Linha amostragem nasal CO2 (cx. 10)	Uso unico	Mensal	1 caixa
CAP-FLT	Filtro capnografia	Material	Mensal	1 unidade
GEL-ECO-250	Gel condutor 250 ml	Material	Mensal	1-2 frascos
CAB-ECG-5L	Cabo ECG 5 derivacoes	Reutilizavel	Anual / se danificado	1 unidade
SNS-SPO2-A	Sensor SpO2 adulto reutilizavel	Reutilizavel	Anual / se danificado	1 unidade

NOTA: As quantidades sugeridas sao estimativas e devem ser ajustadas ao volume de doentes e praticas especificas de cada servico. Contacte o nosso apoio comercial para criar um plano de encomenda automatico.

Encomendas e Apoio Comercial shop.meditrack.pt consumiveis@meditrack.pt +351 210 000 100 (dias uteis 9h-18h)	Apoio Tecnico servico@meditrack.pt +351 210 000 200 (24h) meditrack.pt/suporte	Sede MEDITRACK Medical Devices Lda. Av. da Liberdade, 100 1250-145 Lisboa, Portugal
--	---	--

© 2024 MEDITRACK Medical Devices Lda. Todos os direitos reservados. As especificacoes e referencias podem ser alteradas sem aviso previo. Para a versao mais atualizada deste catalogo, consulte meditrack.pt/consumiveis.